



KOMFORTSITZE

ENTSPANNT ANKOMMEN.

Urlaub für den Rücken.

Innovative Sitze entstehen im Kopf – revolutionäre im Dialog mit Spezialisten aus den unterschiedlichsten Disziplinen. Die König-Serien Optimed und Rehamed sind in enger Zusammenarbeit mit Spezialisten für Ergonomie, Größen der Fachmedizin sowie Entwicklern neuester Methoden der aktiven Revitalisierung entwickelt, umfassend erprobt und gebaut worden.

Aus dieser vertrauensvollen Zusammenarbeit ist eine enorm wertvolle Funktion entstanden: die weltweit erste Aktivlamelle in Sitz- und Rückenteil.

Das König-Aktivlamellensystem bildet mit der medizinisch ebenfalls bestätigten Schukra-Lordosenstütze eine perfekte Wirkungskombination. Denn über die individuell eingestellte Schukra-Lordosenstütze wird zugleich die Wirkung der König-Aktivlamelle reguliert.

Das Ergebnis ist eine umfassende Entlastung der Wirbelsäule – und damit eine nachhaltige Schonung von Rücken und Bandscheiben.

KOMFORTSITZE

ENTSPANNT ANKOMMEN.

HINWEISE:

Die orthopädische Wirksamkeit der König-Komfortsitze wurde durch die beratungsärztlichen Dienste verschiedener öffentlicher Kostenträger getestet und als voll bezuschussungsfähig deklariert. Sitze mit der Aktivlamelle haben eine besondere Klimadynamik, die einen Wärmestau verhindert und ein angenehmes Sitzklima bewirkt.

Sie erhalten weitere Informationen über unser Komfortsitzprogramm im Internet unter www.koenig-sitze.de, Einbauadapter und Konsolen finden Sie ebenfalls dort. Beachten Sie bitte auch die fahrzeugspezifischen Indizes zu den Sitzen und Optionen.

Bitte beachten Sie auch unser Hinweisblatt bezüglich Sitzheizungen, die bei Personen mit Sensibilitätsstörungen oder ähnlichen Symptomen an Gesäß und Rücken nicht verwendet werden dürfen.

Bezüglich der StVZO achten Sie bitte unbedingt auf die Hinweise in unserer Preisliste für Komfortsitze.

OPTIMED

OPTIMIERT FÜR IHRE GESUNDHEIT

TECHNISCHE DATEN:

Gesamthöhe: 660 mm
Gesamtbreite: 525 mm
Sitzbreite: 540 mm
Sitztiefe: 530 – 580 mm
Kopfstütze: 190 – 260 mm



AUSSTATTUNG:

Aktivlamellen in Sitz- und Rückenteil
4-Wege-Schukra
Sitzteil ausziehbar
Flache Seitenführung am Sitzteil
Fein einstellbare Seitenführung der Rückenlehne
Lehne klappbar

OPTIONEN:

Halswirbelsäulenverstellung HWSV
Verkürztes Auszugsitzteil
Armlehnen rechts, links oder beidseitig
Leder/Teilleder
Elektropaket 1 oder 2

K 310 S4

ORTHOPÄDISCH KORREKT UND BEQUEM

TECHNISCHE DATEN:

Gesamthöhe: 660 mm
Gesamtbreite: 525 mm
Sitzbreite: 505 mm
Sitztiefe: 500 mm
Kopfstütze: 190 – 260 mm



AUSSTATTUNG:

4-Wege-Schukra
Lehne klappbar
Stufenlose Lehnenneigungsverstellung
Höhen- und neigungsverstellbare Kopfstütze

OPTIONEN:

Aktivlamellen im Rückenkissen RD
Armlehnen links, rechts oder beidseitig
Heizung
Leder

REHAMED

DER SPEZIALIST FÜR GESUNDES SITZEN

TECHNISCHE DATEN:

Gesamthöhe: 660 mm
Gesamtbreite: 525 mm
Sitzbreite: 500 mm
Sitztiefe: 380 – 550 mm
Kopfstütze: 190 – 260 mm
Sitztiefe kurz: 430 mm
Sitztiefe lang: 500 mm



AUSSTATTUNG:

Aktivlamellen in Sitz- und Rückenteil
4-Wege-Schukra
Halswirbelsäulenverstellung HWSV
Sitz- und Rückenkissen geteilt
Asymmetrisch positionierbare Polster in Sitz- und Rückenteil
Fein einstellbare Seitenführung der Rückenlehne
Lehne klappbar

OPTIONEN:

Armlehnen rechts, links oder beidseitig
Leder/Teilleder
Weitere Optionen auf Anfrage

K 310 S4 A

ORTHOPÄDISCH KORREKT UND BEQUEM MIT AUSZUGSITZTEIL

TECHNISCHE DATEN:

Gesamthöhe: 660 mm
Gesamtbreite: 525 mm
Sitzbreite: 540 mm
Sitztiefe: 540 – 590 mm
Kopfstütze: 190 – 260 mm



AUSSTATTUNG:

4-Wege-Schukra
Lehne klappbar
Stufenlose Lehnenneigungsverstellung
Sitzteil ausziehbar
Höhen- und neigungsverstellbare Kopfstütze

OPTIONEN:

Aktivlamellen im Rückenkissen RD
Heizung
Armlehnen rechts, links oder beidseitig
Leder
Elektropaket 1 oder 2

Ein geteiltes Rückenkissen mit Entlastungskanal verhindert Druck bei verändertem Wirbelsäulenverlauf. Asymmetrisch positionierbare Keile ermöglichen eine optimale Anpassung an eine vorhandene Fehlstellung. Durch eine Aussparung im Bereich der Sakralkyphose wird bei Sensibilitätsstörungen direkter Druck vermieden. Asymmetrisch positionierbare Keile im vorderen Bereich des geteilten Sitzkissens ermöglichen die individuelle Anpassung an unterschiedliche Gegebenheiten. Sitzteillänge in 1-cm-Schritten von 43 cm – 55 cm verlängerbar. Einsetzbar insbesondere im Rehabereich.

Auf der Grundlage unserer Erfahrungen aus über drei Jahrzehnten und unserer Tradition der stetigen Weiterentwicklung wurde unser bewährtes Rückenteil neu gestaltet. Das neue Rückenteil verfügt über ausgeprägte stabilisierende Seitenführungen, die dennoch größtmögliche Bewegungsfreiheit gewährleisten. Die orthopädisch korrekte Rückenpositionierung wird in diesem Modell vorgegeben und gestützt. Die serienmäßige 4-Wege-Schukra optimiert die individuelle Anpassung an die Lendenlordose. Das neu gestaltete Sitzteil nimmt durch den ansteigenden Sitzkissenverlauf den Druck von den Oberschenkeln. Die Seitenführungen am Sitzteil stabilisieren das Gesäß gegen Querbeschleunigungskräfte und tragen so zu entspanntem Sitzen über lange Zeit bei. Sitz auch mit integriertem 3-Punkt Gurt (M1/N1 geprüft) erhältlich.

Abb. können Optionen enthalten.



MEHR INFOS:

Wenn Sie sich näher über unsere Produktlinien und Produkte informieren wollen: Broschüren zu den verschiedenen Bereichen senden wir Ihnen gerne per Post zu, Sie finden diese aber auch bei uns im Internet zum Download im PDF-Format.

Änderungen vorbehalten

Herausgeber und Copyright © 12/2009

König Komfort- und Rennsitze GmbH

Steinbeisstraße 5, 74360 Ilsfeld

Fon: +49 (0) 70 62-9 73 08-10, Fax: +49 (0) 70 62-6 44 05

info@koenig-sitze.de, www.koenig-sitze.de

